

Numune Çalışma ve Saklama Talimatı (HORMON)

Çok Önemli! Lütfen Dikkatle Okuyunuz!

Sayın Katılımcı,

. Size, bu grupta hormon testleri için **2 Adet 2’şer mL Serum örneği** gönderilmiştir.

Numuneler elinize ulaştıktan sonra, buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde, numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletiniz ve çalkalamadan, köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararın sağlanabilmesi için örnekler laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yaratılmamalıdır.

Metotlar ve kitler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır. Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken titizlik gösterilmelidir.

Örneklerden çalışılarak neticeleri bildirilecek parametreler ekteki listede belirtilmektedir. Neticelerin listede verilen birimler kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında elde edilen neticelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz neticeleri ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir. Referans aralıklar **40 yaşındaki erkekler** için verilmelidir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir.

NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. “GEÇ RAPOR” uygulamamız kaldırılmıştır.

Örnek gönderim tarihi: 12 Kasım 2019

Çalışma süresi: 13 Kasım 2019 – 19 Kasım 2019

Sonuç girişi için son tarih: 22 Kasım 2019 saat 17:00

Son kullanma tarihi: 19 Kasım 2019

Referans Aralığı: 40 yaşındaki erkekler için verilmelidir.

H-19 Program İerięi

TEST PARAMETRESİ	BİRİMİ	SONU	
		H-19-11-01	H-19-11-02
FSH	mIU/mL		
LH	mIU/mL		
Estradiol	pg/mL		
Prolaktin	ng/mL		
Progesteron	ng/mL		
hCG	mIU/mL		
T3	ng/mL		
T4	μg/dL		
FT3	pmol/L <i>pg/mL x 1,55 = pmol/L</i> <i>pg/dL x 0,015 = pmol/L</i>		
FT4	pmol/L <i>ng/dL x 12,9 = pmol/L</i>		
TSH	μIU/mL		
Vitamin B12	pg/mL		
Folik asit	ng/mL		
Ferritin	ng/mL		
Testosteron (Total)	ng/dL x 0,01 = ng/mL nmol L x 0,288 = ng/mL		
Kortizol	μg/dL		
İnsülin	μIU/mL		
25-OH vitamin D (Total)	ng/mL		
17-OH progesteron	ng/mL		

Bu form, internetten veri giriři sırasında size kolaylık saęlaması için düzenlenmiřtir. Lütfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, göndermeyiniz.

SONU GİRİřİ



www.labpt.com.tr

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İin

