



Mikrobiyoloji

ANTİBİYOGRAM (A-19)

M-19-12-01 kodlu örnekten izole ettiğiniz bakteriye laboratuvarınızın rutin uygulamasında olduğu şekilde antibiyogram yapınız. Antibiyogramda numune cinsini de dikkate alarak aşağıda verilen antibiyotiklerden en az 4 tanesini kullanınız.

Son sonuç giriş tarihi: 24.12.2019 Saat:17:00

ANTİBİYOGRAM (A-19) SONUÇ GİRİŞİ ARALIK 2019 DÖNEMİ

Sonuçlar internet üzerinden girilmektedir. Düzen Laboratuvarlar Grubu web sayfasındaki LabPT sayfasındaki lab kodu, kullanıcı adı ve şifresi ile girilerek sonuç giriş menüsüne ulaşabilirsiniz. Quiz sonuç girişinden antibiyogram quiz seçilir “antibiyogram sonuç girişi” sayfasına geçilir. Örnek gönderim dönemi işaretlenir. Antibiyogramda kullandığınız yöntemi ve antibiyogram değerlendirme standardını işaretledikten sonra antibiyogram yapılan bakteri adı ilgili yere yazılır. Sayfanın başında belirtilen en az kaç antibiyotiğe sonuç girileceği dikkate alınarak test edilen her antibiyotiğin hizasında yer alan “duyarlı” “orta duyarlı” “dirençli” seçeneklerinden biri işaretlenir. Girilen sonuçlar son kez kontrol edilerek en altta “sonuçları kaydet” basılarak giriş tamamlanır. Süresi içinde girilen sonuçlarda değişiklik yapılmak istenirse yukardaki işlemler tekrarlanarak tekrar giriş yapılır. En son girilen sonuç geçerli sonuç olarak kayıtlara geçer.

Antibiyogramda kullandığınız yöntem: Disk difüzyon Mik Diğer

Antibiyogram değerlendirme standardı: CLSI Eucast Diğer

Antibiyogram Yapılan Bakteri:

Aşağıdakilerden en az 4 antibiyotiğe sonuç girilmelidir			
	Duyarlı	Orta Duyarlı	Dirençli
Ampisilin			
Ampisilin sulbaktam			
Penisilin			
Linezolid			
Daptomisin			
Teikoplanin			
Vankomisin			
Tetrasiklin			
Doksisiklin			
Minosiklin			
Tigesiklin			
İmipenem			
Eritromisin			
Kloramfenikol			
Siprofloksasin			
Levofloksasin			
Norfloksasin			
Fosfomisin			
Nitrofurantoin			