


1. ANA SAYFA (Üst Menü ve Laboratuvar Giriş Ekranı)

• ÜST MENÜ

www.labpt.com.tr web sitesine girildiğinde açılan ana sayfanın üstünde yer alan menüde laboratuvar kullanıcı bilgileri ile giriş yapmadan ulaşılabilen menü seçenekleri yer almaktadır.



Üst menüden ulaşabileceğiniz sekmeler, içerikleri ve açıklamalar;

Sekme Adı	İçerik	Açıklama
Genel Bilgiler	Yıllık Plan ISO 17043 Akreditasyon Sertifika ve Kapsamı Program Protokolü Programlara ait Numune Saklama ve Çalışma Talimatları (NSÇT) KVKK Bilgilendirme	Program Protokolü: Program içerikleri, dönemleri, uygulamalar hakkında detayları içerir. NSÇT: Gönderilen numune içeriği, miktarı, sonuç giriş tarihleri ve birimleri hakkında bilgi içerir. PDF formatında indirebilirsiniz.
Katılımcı Üyelik Kaydı	Kayıt Nasıl Oluşturulur? Online Program Kaydı Manuel Kayıt İçin Kayıt Formu Kurum Kodu (Lab Kodu) Oluşturma Programlar ve Katılım Ücretleri	Katalog, Kayıt Formunu, kayıt işlemlerinin adımlarını içerir. Kurum Kodu (Lab Kodu) Oluşturma: İlk defa LabPT Programına kayıt olmuş kurumların üyelik oluşturma alanı
İletişim	İletişim Formu ve iletişim bilgilerimiz	Görüş, öneri ve itirazlarınızı tarafımıza hızlı ve izlenebilir olarak iletebileceğiniz alan.
2020 Öncesi Raporlar		2020 yılında yapılan web sitesi arayüz değişikliği sonrası 2020 yılı öncesi raporlara erişim alanıdır
Sık Sorulan Sorular (SSS)		Katılımcı geri dönüşleri ile şekillenir ve güncellenir.
Anket		Her program yılı sonunda aktif hale getirilerek değerlendirmenize sunulur.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

• LABORATUVAR GİRİŞİ

The screenshot shows the LabPT website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Ana Sayfa, Genel Bilgiler, Katılımcı Üyelik Kaydı, SSS, Kullanım Kılavuzu, 2020 Öncesi Raporlar, and Belgeler. Below the navigation bar, a large banner reads 'LABPT LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ...'. The banner contains text about the 2022 program registration and a link to the registration form. To the right of the banner, there is a 'Laboratuvar Girişi' (Laboratory Login) form. The form has two input fields: 'Laboratuvar Kodu' (Laboratory Code) and 'Laboratuvar Kullanıcı Adı' (Laboratory Username). Below these fields is a 'Şifre Unuttum?' (Forgot Password?) link and a 'Giriş Yap' (Login) button. The form is highlighted with a red border in the screenshot.

www.labpt.com.tr adresine giriş yaparak **Laboratuvar Kodu**, **Kullanıcı Adı** ve **Kullanıcı Şifre** kutucuklarına kullanıcı bilgilerinizi girerek LabPT Kalite Kontrol Programına giriş yapabilirsiniz.

Tanımlanmış kullanıcı bilgileriniz yoksa;

Üst Menüde yer alan **"Katılımcı Üyelik Kaydı>Kurum Kodu (Lab kodu) Oluşturma"** sekmesini tıklayarak aşağıda görseli paylaşılan ekrandaki alanları eksiksiz olarak doldurup, **"Bilgileri Gönder"** butonunu tıklayınız. Üyelik işlemleri için gelen aktivasyon işlemi sonrasında, sisteminiz aktive olduktan sonra kullanıcı bilgileriniz LabPT tarafından tanımladığınız e-posta adresine iletir.

The screenshot shows the 'Katılımcı Üyelik Kaydı' (Participant Registration) form. It contains the following fields: 'Sorumlu Kişi' (Responsible Person), 'Sorumlu Kişi GSM' (Responsible Person GSM), 'Kullanıcı Adı' (Username), 'Kullanıcı Şifresi' (User Password), and 'E-Posta Adresi' (E-mail Address). Below the fields are two buttons: 'Bilgileri Gönder' (Send Information) and 'İptal Et' (Cancel).

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

Kullanıcı bilgileri ile Laboratuvar Giriş Ekranından giriş yaptıktan sonra aşağıdaki Ana ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan sonuçları girebilir, raporlara ulaşabilir, son duyuruları görebilir ve kayıt yaptırdığınız programların listesini, numunelerin size gönderileceği tarihler ile birlikte sonuçları girebileceğiniz tarih aralıklarını görebilirsiniz.

Dönem İçinde Atanan Program/Program Çevrimleri

NUMUNE GÖN. TARİHİ	SONUÇ GİR. TARİHLERİ	PROGRAM TÜRÜ	PROGRAM ADI
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-06 Biyokimya B-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	HEMATOLOJİ	2025-06 Hematoloji CBC-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	HBAİC	2025-06 HbA1c G-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	SPESİFİK PROTEİNLER	2025-06 Spesifik Proteinler SP-4
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	ANTİBİYOGRAM	2025-06 Antibiyogram A-2
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	MIKROBİYOLOJİ	2025-06 Mikrobiyoloji M-4
08.07.2025	08.07.2025 09:00 18.07.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-07 Biyokimya B-6

Sonuç Girişi Raporlar Özet Raporlar Sertifika Oluştur Grup Raporlar

Duyurular

2. LABORATUVAR YÖNETİM PANELİ

Yukarıdaki ekranın sol başındaki  ikonuna tıklandığında Laboratuvar Yönetim Paneline ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar Yönetim Paneli

- Dönem İçi Aktif Programlar/Sonraki Program Çevrimleri
- Çalışma Seti Tanımları
- Sonuç Girişi
- Numune Kontrol Listesi
- Quiz Sonuç Giriş İşlemleri

- Dönem içi Aktif Programlar/Sonraki Program Çevrim** sekmesi altında kayıtlı olduğunuz tüm programlara ait takvimi ve programdaki mevcut durumu izleyebilirsiniz.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

Dönem İçinde Atanan Program/Program Çevrimleri						Yazdır
SONUÇ GIR. BAŞ. TAR.	SONUÇ GIR. BİT. TAR.	PROGRAM ADI	PROGRAM TÜRÜ	DURUM	PROGRAM AYRINTISI	
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Biyokimya B-6	BIYOKİMYA	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Hematoloji CBC-6	HEMATOLOJİ	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Koagülasyon PT-4	KOAGÜLASYON	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 HbA1c G-6	HBA1C	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 İdrar Tahliili TIT-4	İDRAR TAHLİLİ	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Spesifik Proteinler SP-4	SPESİFİK PROTEİNLER	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Mikrobiyoloji M-4	MIKROBİYOLOJİ	Dönem Henüz Açılmadı		

Yukarıda örnek olarak sunulan program ve program çevrim dönemi için sonuç giriş başlangıç tarihi, sonuç giriş bitiş tarihleri bu menü altından izlenebilmektedir. Menüye erişim sağlanan tarihte program için belirlenen sonuç giriş süresi geçmişse DURUM alanında "Sonuç Girişleri Kapandı" yazısı karşınıza çıkacaktır.

Program Ayrıntısı ekranında ilgili program için girdiğiniz sonuçlara erişebilir, test sonucu/birim kontrollerinizi gerçekleştirebilir ve dilerseniz belirlenmiş olan sonuç giriş bitiş tarihine kadar güncelleme yapabilirsiniz

- Çalışma Seti Tanımları** sekmesi, kayıtlı olduğunuz programlar için değerlendirilmesini istediğiniz testin analizlerini gerçekleştirdiğiniz Otoanalizör Markası, Otoanalizör modeli, testin Çalışma Yöntemi ve kullandığınız Kit Markası bilgilerinin tanımlanacağı ayrıca laboratuvarınızda kullanmakta olduğunuz test referans aralıklarının (sistemde alt ve üst test limitleri olarak adlandırılır) tanımlandığı, düzenleneceği ve değişiklik halinde güncellenmenin sağlanacağı Test Çalışma Formu alanıdır.

LABPT TEST ÇALIŞMA FORMU [HEMATOLOJİ]

Kategori: Hematoloji

ÖNEMLİ NOT
Laboratuvarınıza sadece bilgileri eksiksiz girilen test parametreleri üzerinden değerlendirilmeye tabii tutulabilmektedir. Lütfen değerlendirilmek istediğiniz test parametreleri ile ilgili bilgileri tam olarak girdiğinizden emin olunuz.
Test parametreleri bilgi giriş durumuza eşyağdaki renk kategorileri ile gösterilmektedir. Bkz bilgi alanı testlerin detayına tıklayıp bilgi girişini tamamlamanıza rica ederiz.

Bilgi GİRİLMİYOR Bilgi GİRİLDİ Bilgi GİRİLDİ

TEST ADI	OTOANALİZÖR MARKA	OTOANALİZÖR MODELİ	ÇALIŞMA YÖNTEMİ	KİT MARKA		
Eritrosit	B&E Biotechnology	Hemex 530 AI	Hematoloji Otoanalizörü	Hemex		
Hematokrit	Abbott	Cell Dyn 1200, 1400, 1600, 1700, 1800, Emerald	Hematoloji Otoanalizörü	Abbott		
Hemogloblin	Diatron	Diatron Aquila	Hematoloji Otoanalizörü	Diatron		
Lökosit	Abbott	Cell Dyn 3000, 3000, 3500, 3700, 4000, Rubry, Sapphire	Hematoloji Otoanalizörü	Abbott		
MCH	Abbott	Cell Dyn 1200, 1400, 1600, 1700, 1800, Emerald	Hematoloji Otoanalizörü	Abbott		
MCHC	Tanomeast Lütfen tıklayınız...	Tanomeast Lütfen tıklayınız...	Tanomeast Lütfen tıklayınız...	Tanomeast Lütfen tıklayınız...		
MCV	Tanomeast Lütfen tıklayınız...	Tanomeast Lütfen tıklayınız...	Tanomeast Lütfen tıklayınız...	Tanomeast Lütfen tıklayınız...		
Transferrin	Swintab	Alpha, Alpha Plus Seriel	Hematoloji Otoanalizörü	Beule Medical		

Bir test için değişkenlerden birisi için tanımlama yapılmaması halinde ilgili değişkenin bulunduğu satırda **"Tanımsız! Lütfen tıklayınız!"** bildirimi görülür. Bu bildirimin üzerine imleçle tıklayarak sırasıyla Otoanalizör Marka, Otoanalizör Model, Çalışma Yöntemi, Kit Markası ve Alt Limit /Üst Limit tanımlanır ve **Kaydet** butonu tıklanarak Çalışma Seti Tanımlaması tamamlanır.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

LABPT TEST ÇALIŞMA FORMU [HEMATOLOJİ]

Lütfen laboratuvarınızda kullanılmakta olan cihazın serisi ve yöntemini seçiniz.
Test Çalışma Kitabı mevcut verilerden kutulanı seçiniz ve laboratuvarınız için uygun olanı seçiniz. Herhangi bir yanlışla ilgili K1 Marka Çizim ve Yöntem ve Ölçümölçer bilgilerini değiştirmeyiniz. Sadece değeriyle belirtilen alanı değiştiriniz.
Kayıt (Kullanılabilir)

Lütfen, Hematoloji Testi için kullandığınız Ölçümölçer Markasını seçiniz: 17-ABD-01

Lütfen Ölçümölçer Modelini seçiniz: 32-Cell Dyn 1200, 1400, 1600, 1700, 1800, Emerald

Lütfen Çizim Yöntemini seçiniz: 35-Hematoloji Ölçümölçeri

Lütfen Kullandığınız K1 Markasını seçiniz: 33-ABD-01

Lütfen Alt ve Üst Test Limitlerini giriniz: 0.00 % 20.00 %

Gözetim **İzleme**

Tanımlamalar ile ilgili dikkat edilmesi gereken iki noktayı önemle vurgulamak isteriz;

- Gerekli tanımlamalar yapılmadan sonuç girişi aktif hale gelmeyecektir!
- Mevcut tanımlamalar için sonuç girişi yapıldıktan sonra, tanımlamaların güncellenmesi halinde sonuç girişleri en baştan yapılması gerekmektedir. Aksi halde girilen sonuçlara güncel tanımlamanız yansımaz.


- **Sonuç Girişi** sekmesi, kayıtlı olduğunuz programlar için ilgili program döneminde gönderilen iki farklı seviye taze insan örneğinin analizinde elde ettiğiniz sonuçların girileceği alandır.

Dönem içinde Atanan Program/Program Çevirimleri


NUMUNE GÖR. TARİHİ	SONUÇ GİRİ. TARİHLERİ	PROGRAM TÜRÜ	PROGRAM ADI
09.06.2025	10.06.2025 09:00 20.06.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-06 Biyokimya B-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 20.06.2025 23:59	HEMATOLOJİ	2025-06 Hematoloji CBC-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 20.06.2025 23:59	HBAIC	2025-06 HbA1c G-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 20.06.2025 23:59	SPEŞİFİK PROTEİNLER	2025-06 Spesifik Proteinler SP-4
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	ANTİBİYOGRAF	2025-06 Antibiyogram A-2
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	MİKROBİYOLOJİ	2025-06 Mikrobiyoloji M-4
08.07.2025	08.07.2025 09:00 18.07.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-07 Biyokimya B-6

Sonuç Girişi **Raporlar** **Özet Raporlar** **Sertifika Oluştur** **Grup Raporlar**

Duyurular

Ana sayfadaki  ikonlarına tıklanarak girilebilir. Tıklandıktan sonra kayıtlı olduğunuz programlar sıralanacaktır.


LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU



The screenshot shows the 'Program Dönemlerine Göre Sonuç Girişi Yapılan Testler' (Tests with Results Entered by Program Periods) section. It displays a table with columns for Program Adı, Dönem, Girilecek Sonuç Sayısı, Girilen Sonuç Sayısı, Örnek Göm. Tar., Sonuç Giriş Baş. Tar., Sonuç Giriş Bit. Tar., and Durum. The table lists various tests such as ERYOKMIA, HEMATOLOJİ, HBA1C, and TORCH PANEİ, along with their respective periods and the number of results entered.

PROGRAM ADI	DÖNEM	GİRİLECEK SONUÇ SAYISI	GİRİLEN SONUÇ SAYISI	ÖRNEK GÖM. TAR.	SONUÇ GİRİŞ BAŞ. TAR.	SONUÇ GİRİŞ BİT. TAR.	DURUM
ERYOKMIA	B-22-04-01	20	1	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
ERYOKMIA	B-22-04-02	20	1	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
HEMATOLOJİ	CBC-22-04-01	6	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
HEMATOLOJİ	CBC-22-04-02	6	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
HBA1C	G-22-04-01	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
HBA1C	G-22-04-02	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
İDRAR TAHLİLİ SLAYT DEĞERLENDİRME	I-22-04-01	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
İDRAR TAHLİLİ SLAYT DEĞERLENDİRME	I-22-04-02	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
TORCH PANEİ	T-22-04-01	5	5	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir
TORCH PANEİ	T-22-04-02	5	5	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir

Bir sonraki adımda ise sonuç girişi yapmak istediğiniz Program için, ilgili programın bulunduğu satır üzerinde yer alan **"Sonuç Gir"** butonuna tıklayarak sonuç girişi yapabilirsiniz.



The screenshot shows the 'Örnek Çalışma Zamanı' (Sample Working Time) form. It includes a table for test results with columns for Test Adı, Birim, Alt Limit, Üst Limit, and Sonuç. The table lists tests such as Eritrosit, Hematokrit, Hemoglobin, Lökosit, MCH, and Trombosit, along with their respective units and limits. The form also includes a section for 'REFERANS ARALIK' (Reference Range) and a 'Sonuç Giriş' (Result Entry) section.

TEST ADI ^(*)	BİRİM	ALT LİMİT	ÜST LİMİT	SONUÇ
Eritrosit	M/mm3	4.00	20.00	
Hematokrit	%	0.00	20.00	
Hemoglobin	g/dL	10.00	20.00	
Lökosit	K/mm3			
MCH	pg			
Trombosit	K/mm3			

Sonuç girişi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı durumları önemle vurgulamak isteriz;

- Sonuç girişi yaptığınız test için ait olduğu programa ait Numune Saklama ve Çalışma Talimatını muhakkak elektronik ortamda indiriniz. Bu talimatta yer alan Sonuç Kayıt Listesinde belirtilen ve LabPT tarafından sonuç girişi yapmanız gereken birimlere dikkat ediniz ve elde ettiğiniz sonuç için birim dönüşümü yaparak giriş yapınız. Sık kullanılan birimler için birim dönüşüm çarpanları bu formlarda belirtilmektedir.
- Sonuç girişlerinin kaydedilmesi için Örnek Çalışma Zamanı seçilmiş olması gerekmektedir.
- Sonuç Kayıt Listesi aynı zamanda gereken testler Çevrim Faktörlerini de içermektedir (Örn: Kan Üre Azotu sonucunun ÜRE şeklinde ifade edilmesi için gereken Çevrim

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU


Faktörü). Çevrim faktörünün kullanılmaması halinde sonuçlarınız hatalı düşük olarak değerlendirileceği için muhtemelen başarısız bir performans skoru raporunuza yansıyacaktır.

- Sonuç Kayıt Listesi'ne sonuçların elle girilmesi ve sonrasında sisteme aktarılması sonuç girişinin kontrollü yapılması ve sonuçların doğru test için girildiğinin teyidi için kolaylık sağlayacağı düşünülmüş olarak hazırlanmıştır.
- Numune Saklama ve Çalışma Talimatlarının sonunda Sonuç Giriş Başlangıç-Bitiş Tarihlerini ve Raporlama Tarihlerini içermektedir. Bireysel Performans Değerlendirme Raporlarınızın oluşturulması, ilgili program dönemi için belirlenen tarih aralığından sonuç girişi yapmanız gerekmektedir. Sonuç giriş tarihlerine riayet edilmemesi test sürecinin post-analitik hata evrelerinden birisi olduğundan, programlarımız dahilinde bir performans değerlendirme kriteri olarak kabul edilmekte ve GEÇ SONUÇ GİRİŞİNE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEMEKTEDİR!
- Girilmiş olan sonuçları "Listeyi Yazdır" kısmından yazdırabilirsiniz

3. RAPORLARA ERİŞİM

LabPT yeni arayüzün de raporlara erişim ekranın sağında yer alan ve görseli aşağıda sunulan menüler üzerinden sağlanmaktadır.

The screenshot shows the LabPT web interface. On the left, there is a table titled 'Dönem içinde Atanan Program/Program Çevrimleri' with columns: NUMUNE GÖN. TARİHİ, SONUÇ GİR. TARİHLERİ, PROGRAM TÜRÜ, and PROGRAM ADI. The table lists several programs with their respective dates and types. On the right, there is a sidebar with navigation buttons: 'Sonuç Giriş', 'Raporlar' (highlighted with a red circle), 'Özet Raporlar', 'Sertifika Oluştur', and 'Grup Raporlar'. Below these buttons is a section titled 'Duyurular' (Announcements).

-  ikonu tıklandığında açılan ekrandan rapor oluşturmak için Program Çevrimi seçilir, çıkan ekranda o döneme ait programlar sıralanır "**Rapor İndir**" ikonuna tıklayarak raporu masa üstüne indirebilir ve dilerseniz yazıcı çıktısını alabilirsiniz.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

PROGRAM ADI	DÖNEM	SONUÇ GİRİŞ BAŞ TAR.	SON SONUÇ GİRİŞ TAR.	RAPOR TAR.	DURUM	
HORMON	H-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
HORMON	H-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
GLUKOMETRE	GPOCT-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
GLUKOMETRE	GPOCT-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
IDRAR TAHLİLİ	TIT-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
IDRAR TAHLİLİ	TIT-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
KAN GRUBU	KG-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
KAN GRUBU	KG-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
KOAGÜLASYON	PT-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
KOAGÜLASYON	PT-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			



NOT: Kağıt israfının önlenmesi için önerimiz, raporlarınızı elektronik ortamda saklamanız ve sadece raporun en son sayfasındaki Dönem Sonu Karnesinin çıktısını alarak kalite dosyanızda saklamanızdır. Dönem Sonu Karnesi, Bireysel Performans Değerlendirme Raporunuzla, rapor numarası, rapor tarihi ve dönemi yönünden izlenebilir olacak şekilde hazırlanmış ve tüm testler için katılımcı laboratuvar sonucu, grup ortalaması, grup standart sapması, performans skoru ve performans değerlendirmesini içerecek şekilde tasarlanmıştır.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

- “Özet Raporlar” ikonuna tıklayarak tercih edilen program, çevrim, örnek kodu ve test için tüm yöntemlere ve her bir çalışma yöntemine göre hazırlanmış özet istatistikleri içeren özet raporlara erişilir. “Yazdır” butonu ile yazdırılabilir veya PDF formatında elektronik ortamda kaydedilebilir.

BIYOKİMYA TÜM ANALİZ SONUÇLARI

PROGRAM TÜRÜ: Biyokimya

PROGRAM ÇEVİRLERİ: 2019-12 DÖNEMİ SONUÇLARI

İLGİLİ ÖRNEK: B-19-12-01

İLGİLİ TESTLER: Glukoz

Yazdır

Yöntem	Değ. Lab.	Grup Ort.	SD	%CV
Tüm Yöntem	233	147.81	7.85	5.31
Glukoz dehidrogenaz / Mutarotaz / NADH; fotometrik	26	148.10	8.16	5.50
Glukoz oksidaz / H ₂ O ₂ ; fotometrik	72	149.29	6.67	4.47
Glukoz oksidaz / H ₂ O ₂ ; reflektans	5	138.60	34.72	25.05
Heksokinaz, G6PDH / NADH ; fotometrik	126	147.71	6.97	4.72